

# ALASCCAstudien - operationspreparat kolon och rektum

## Instruktion för provtagning:

1. Vid operation av koloncancer respektive rektalcancer skickas remiss för "ALASCCA-studien kolon och rektum" med operationspreparatet och PAD remissen till patologavdelningen.
2. Vid paraffinbäddning av tumörvävnaden märks klossen med remissID (RID) som återfinns i nedre vänstra hörnet på remissen.
3. Vid rutinsnittningen tas sex extra snitt á 10µm från tumör. Dessa snitt läggs i två eppendorfrör, tre snitt i varje rör som märks med den klisteretikett som finns på remissen.
4. Rören läggs i bifogad transporthylsa och tillsammans med remissen i det medföljande förfrankerade vadderade kuvertet och skickas med vanlig post enligt adressen på kuvertet till KI Biobank.

## Studieinformation:

### Kontaktperson:

Sabine Süllow-Barin  
tel: 073-712 13 54

### Kombikakod:



Godkänt av Etikprövningsnämnden, dnr:  
2015/830-31

Mottagande biobank: KI Biobank (reg.nr.222),  
Karolinska Institutet.

+

Fyll i följande uppgifter i samband med operation/provhantering.  
Avläses maskinellt. Skriv tydligt.

A A A A M M D D N N N N  
1 9 1 2 1 2 1 2 - 1 2 1 2

Deltagarens personnummer

A A A A M M D D  
2 0 1 6 - 0 4 - 0 5

Operationsdatum

Patient fått strålning/radiokemo: ☐

A A A A M M D D  
2 0 1 6 - 0 4 - 0 5

Snittningsdatum

X 12120

Lokalt PAD-nummer

KAROLINSKA



301

Länsbokstav

AB

TOLVAN TOLVANSSEN

Eventuell kommentar patolog/BMA

## Ref

Tissue 1 03098849

Tissue 2 03098850

Rid 00159977

Tag rätt etikett till rätt prov.

Använd tomma etiketter och märk med personnummer ifall de andra etiketterna går sönder.